


前処理を確実に

フィブリンリムーブ



竹串、爪楊枝、割り箸でのフィブリン除去はカリウム等の溶出が原因で検査データに影響を及ぼしてしまう事が懸念されています。

患者様に信頼される検査室にするために検査の前処理をしっかり行う目的でのフィブリンリムーブをお薦めします




自社工場を持つメーカー価格でご提供

カタログNO.	製品名	材質	包装	価格
YSA-001	フィブリンリムーブ	PP	1,000本 (100本×10袋)	¥5,000

安心のデータを取るお手伝い

医療用の材料で成形しているので可塑剤流出の恐れなし！

成形技術を活かした付加価値の高い試験管シリーズ



試験管に歪み等出ないような成形方法確立しているためコニカルタイプ試験管では実現不可能だったラベルを貼ることが可能です。



TYS-319



TYS-320



TYS-317



TYS-318

高度な成形技術で先端内側のみ絞りを入れて検体の微量化を実現