



エフィシエント カップ

従来通りの Efficient Cup も継続販売をしております。

Efficient Cup (II)

ここが変わった




鍔部分の径を小さくして一部のラックで発生していたサンプルカップの接触がなくなりました。
更に今迄使用できなかった装置で直接ラックに乗せて使用する事が可能になりました。

EfficientCup

型番 : EC-600

従来通り試験管に対してはφ12-16 各サイズに乗せてもグラつきなく使用できます。

0.5ml/1.0ml ライン入



効率よく (Efficient) 検査を行う為に弊社がお客様の声を反映して開発したサンプルカップです。

様々な装置で使用可能で小児検体や微量検体等を検査する際にこのサンプルカップがあれば試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。

抱えている問題を解決できるサンプルカップ (EfficientCup) を是非使用してください。

試験管に乗せても長さはほとんど変わらず装置に影響を与える事はありません。

カタログNo.	材質	規格	容量	包装	価格
EC-600	PS	φ 20 × 31mm	1.0ml	5,000個 (500個 × 10袋) / 箱	¥25,000
EC-600-A	PS	φ 20 × 31mm	1.0ml	500個 / 袋	¥2,750
EC-600-1	PS	φ 17 × 31mm	1.0ml	5,000個 (500個 × 10袋) / 箱	¥25,000
EC-600-1A	PS	φ 17 × 31mm	1.0ml	500個 / 袋	¥2,750



株式会社
ユーケンサイエンス

〒101-0032

東京都千代田区岩本町2-18-7シマダビル2F

TEL: 03-3851-5113 FAX: 03-3851-6165

E-mail: info@youken-science.co.jp

*掲載価格に消費税は含まれておりません。
*製品の仕様・価格は予告なしに変更することがあります。